

**ミスゼロ子 e v 在庫  
薬品マスタ更新手順書 (USB)**

**第 1 版**

# 薬品マスタ更新手順書

## USB 方式

	<p>① インターネットが閲覧できるパソコンで web サイトにアクセスします          (「ミズゼロ子」と検索)</p> <p>・「薬品マスタ」アイコンをクリックします</p>	
	<p>① Windows10 ユーザ          在庫バージョンの DOWNLOAD          ボタンをクリックします。</p>	
	<p>② パスワード入力画面が表示されます          お知らせしましたパスワードを入力してください。</p>	
	<p>③ 保存先をデスクトップ          から USB メモリに変更          します</p> <p>・USB メモリに保管した          ファイルをミズゼロ子パ          ソコンのデスクトップに          移動します</p>	 <p>④ ファイルをダブル          クリックします</p>
	<p>⑤ 新しくフォルダが作成          されます</p>	 <p>⑥ フォルダ内の「【在          庫】〇〇〇〇年〇〇          月度プログラム第          〇版 win10.exe]を          ダブルクリックし          て下さい</p>

# 薬品マスタ更新手順書

	<p>⑦ 「はい」をクリックしてしばらくお待ちください。</p>		<p>⑧ ハンディターミナルの使用を停止して「更新開始」をクリックしてください</p> <p><b>【赤枠】</b></p> <p>例) 処方数 30 錠の場合に 14 錠シートをピッキングすると「2シート + 2」と表示される機能です。</p>
	<p>⑨ 「薬品マスタ更新は正常に終了しました。」と表示されます</p> <p>「終了」をクリックし完了</p>		<p>⑩ デSKTOP保存されたフォルダとプログラムを削除してください</p>