## ミスゼロ子ev(常時)薬品マスタ更新手順書

(薬品マスタページ接続まで)

第1版

## 薬品マスタ更新手順書

常時万式			
リモート開始 リモート開始 ミスゼロ子・クカメディ ミスゼロ子・クカメディ カル カル リモート終了	<ol> <li>ミスゼロ子パソコンの デスクトップ上にある 「ミスゼロ子-クカメディ カル」をダブルクリック します (ブラウザの種類により アイコンが違う場合があ ります)</li> </ol>		② 「薬品マスタ」 アイコンをクリックし ます
•		③ Windows7ユーザ	
🗻 ミスゼロ子パソコン Windows7ユーザー		EV バージョンの DOWNLOAD	
薬品マスタ更新 (EV MINI バージョン)		ボタンをクリックします。	
	滚品マスク第2版をリリースしました 2021年10月4日		

## 薬品マスタ更新手順書

		④ パスワード入力画面が表示されます	
ご連絡したパスワードを入力し送信ボタンを押してください。 パスワー <mark>ド</mark>		お知らせしましたパスワードを入力してください。	
(ettrings)     (ettrings)	<ul> <li>⑤ 保存先をデスクトップ にします</li> <li>・「保存(S)」をクリック します</li> </ul>	2000         a-b.         A-B.         BED LAT-P.         -	⑥ ファイルをダブル クリックします
C I LUC E REDUTUE EN     C V     PL PE E REDUTUE EN	⑦ 新しくフォルダが作成 されます	(2) ≥ (202 € AECOSYAE Berry	<ul> <li>⑧ フォルダ内の「○○</li> <li>○○年○○月度プロ</li> <li>グ ラ ム 第 ○ 版</li> <li>win7.exe」をダブル</li> <li>クリックして下さい</li> </ul>
薬品マスク更新 菜品マスク更新プログラムを解凍します。よろしいですか? ばい(Y) いいえ(N)	「はい」 をクリックしてし ばらくお待ちください。	<ul> <li>◎ IQゼロ子薬品マスタ更新 - □ ×</li> <li>♥ indows</li> <li>○○○○ 年○月度</li> <li>ハンディターミナルの使用を停止し 更新開始ボタンを押してください。</li> <li>更新開始 キャンセル</li> <li>更新開始 キャンセル</li> <li>ビッキング時のシート表示データを更新する</li> </ul>	ハンディターミナルの 使用を停止して「更新 開始」をクリックして ください 【赤枠】 例)処方数 30 錠の場 合に 14 錠シートをピ ッキングすると「2 シ ート + 2」と表示され る機能です。
<ul> <li>※ ミスゼロ子楽品マスタ更新 – □ ×</li> <li>♥ indows.</li> <li>202 年 月度</li> <li>薬品マスタ更新は正常に終了しました。</li> <li>更新開始 終了</li> <li>ビ ビッキング時のシート表示データを更新する</li> </ul>	「薬品マスタ更新は正常 に終了しました。」と表示 されます 「終了」をクリックし 完了	202 年 月度プロ グラム第1版Win 202 年 月度プロ グラム第1版Win	<ol> <li>デスクトップに保存されたフォルダと</li> <li>プログラムを削除してください</li> </ol>