

保険調剤薬局の調剤ミス防止に向けて

調剤ミス防止システム

ミスゼロ子[®] *ev*

ピッキングシステム

散薬監査システム

ピッキング監査システムのパイオニア

Since 2000

クスリがみんな同じ形でも…
私たちは間違いません。



●患者様の安心と安全を確かなものに。

●ヒューマンエラーを抑止し、薬剤師の調剤業務をサポート。



ミスゼロから始まる
“医師・薬局・患者様”の確かな信頼関係。

ピッキングシステム

レセコン連動で医薬品等のピッキングミスを防止

〈システム特徴〉	薬品名誤り、規格誤り(別物)防止	充填ミス防止	二重取り防止
レセコン入力ミスチェック可能	調剤漏れ防止	注意喚起表示	棚番登録可能
調剤数量表示(シート単位での表示も可能)	半錠チェック可能	予調剤チェック可能	ピッキング・充填履歴管理
重ねるハンディターミナル	先調剤、後調剤機能	エラー調剤ログ出力	経過措置対応マスク



レセコン + ミスゼロ子 + ハンディターミナル。



- 簡単操作ですぐ使えます!
- 薬局のスタイルに応じた様々な運用が可能!
- 監査、投薬までにヒューマンエラーを防止!

ミスゼロ子 導入前後各3ヶ月間のミス発生率比較



※エラー音とエラーメッセージ表示でミスを防止します。



散薬監査システム

レセコン連動で薬品の取り間違い・秤量ミスを防止


（システム特徴）	薬品名誤り、規格誤り（別物）防止	秤量ミス防止	二重取り防止
充填ミス防止	脱落（漏れ）防止	レセコン入力ミスチェック可能	注意喚起表示
セーフティゾーン表示	空包を含む全量監査可能	分割秤量可能	予製作成可能
比率予製作成・秤量可能	エラー・調剤ログ出力	スタンドアロン使用可能	ジャーナル印字



視覚に飛び込む棒グラフ。さらに「セーフティゾーン」で安全調剤。



- 「電子天秤」の秤量値、レセコン入力値を棒グラフでわかり易く表現！
- 『常用量・年齢・体重別薬用量』をあらかじめ設定することで、セーフティゾーンを表現！
- 薬品間違いはもちろん、秤量ミス時も赤色表示で視覚に訴え、注意喚起！



調剤ミス防止システム

ミスゼロ子^{ev}

箱・ボトル・PTPシート
ことについている
バーコード(GS1コード)
が読める!



薬品と秤量の
監査が可能!



操作が大変ではないの?

調剤時間が長くないの?

調剤室が狭いが設置できる?

導入費用はどれくらいかかるの?

薬品マスタの管理は簡単?

棚卸と在庫管理もできる?



2015年7月 JANコード→GS1コードへ完全移行

目的:機械的に製品を識別し、取り違いによる医療事故防止を図る為。

(平成24年6月29日付 厚生労働省医政局経済課長・医薬食品局安全対策課長連名通知による)

デモンストレーション・見学のご要望などございましたら、お手数ですが下記項目にご記入の上、
ご返信いただきますよう、よろしくお願いいたします。



ミスゼロ子の接続に
NSIPSをご利用いただくことができます。

※NSIPSとは、日本薬剤師会が提案する薬局向けコンピュータシステム間の連携システムです。
※NSIPSは社団法人薬問答薬剤師会の登録商標です。(商標登録 第5214810号)

■お客様の薬局名・お名前・ご住所・お電話番号・E-mailアドレスを
ご記入の上、右記番号までFAXでご返信ください。

返信FAX **0742-40-1723**

薬局名		お名前	
ご住所	〒		
お電話番号		E-mail	

■お問い合わせ内容 該当する項目に☑を入れてください。

- | | | | |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| ☐ 詳細資料を希望する | ☐ デモを希望する | ☐ 説明のため来訪を希望する | ☐ 見積を希望する |
| ☐ 導入薬局の見学を希望する | ☐ その他 [|] | |

※ご記入いただいた個人情報につきましては、当社は今後の商品情報提供や要望に対する回答・商品の品質向上の目的以外には使用いたしません。

お問い合わせはこちらまで



株式会社 **クカメディカル**

〒631-0036 奈良市学園北1丁目13-8 メインビル2F

TEL **0120-33-2470**

URL <http://www.mis0.com>

お問い合わせe-mail info@mis0.com